

Marca: BTL	Modelo: BTMC2
-------------------	----------------------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FOTOGRAFIA
Máscara facial cirúrgica Descartável Classe I Tipo IIR Eficiência de Filtração Bacteriana: $\geq 98\%$ Sem Válvula 3 Pregas <i>Made in Portugal</i> Clip nasal em plástico Elástico branco 50 Unidades / caixa Dimensões: 175 X 95mm Produto não estéril	

CONDIÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO
ÁREAS DE UTILIZAÇÃO: - Indústria geral - Indústria farmacêutica - Indústria alimentar - Agricultura - Indústria automóvel - Indústria química - Limpeza - Transportes / Distribuição - Sector Público - Hospitais, Clínicas e Centros de Dia
LIMPEZA E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: - O artigo é de uso único - Descartável - A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida - A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos adequado - Antes de utilizar lave bem as mãos e verifique se a máscara não está danificada - Certifique-se de que o lado azul fica para fora - Coloque para cima a zona do clipe nasal e encoste à cana do nariz - Prenda os elásticos nas orelhas - Certifique-se de que cobre a boca e o nariz totalmente - Pressione o clip nasal de forma a ajustar-se corretamente ao nariz
ARMAZENAMENTO: - Armazenar num lugar seco ao abrigo da luz e da humidade

Revisão:	Modificação:	Elaborado:	Aprovado:	Emissão:
0	Criação da ficha técnica	Dep. Técnico	Qualidade	Nov 2020